

Spis treści

Przedmowa

- 1 Zakres normy
- 2 Powołania normatywne
- 3 Terminy i definicje
- 4 Zasada metody
- 5 Przyrządy
 - 5.1 Wykrojek żelazny
 - 5.2 Przyrząd do nacisku
 - 5.3 Przyrząd do odczytu strefy
 - 5.4 Typowe wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego
- 6 Odczynniki
 - 6.1 Woda
 - 6.2 Niejonowy środek zwilżający
 - 6.3 Pożywka do hodowli *Bacillus subtilis*
 - 6.4 Zmodyfikowana pożywka Sabourauda do hodowli *Aspergillus niger*
 - 6.5 Pożywka do badania hamowania wzrostu *Bacillus subtilis*
 - 6.6 Roztwór chlorku sodu z peptonem
 - 6.7 Drobnoustroje testowe
 - 6.7.1 Postanowienia ogólne
 - 6.7.2 Przygotowanie zawiesiny przetrwalników *Bacillus subtilis*
 - 6.7.3 Przygotowanie zawiesiny zarodników konidialnych *Aspergillus niger*
 - 6.7.4 Stężenie przetrwalników i zarodników konidialnych do badania hamowania wzrostu
 - 6.8 Kontrole pozytywne
 - 6.8.1 Penicylina, G 0,03 jednostek
 - 6.8.2 Roztwór izotiazolinonu
- 7 Pobieranie i przygotowanie próbek do badań
- 8 Wykonanie oznaczania
 - 8.1 Sterylizacja
 - 8.2 Przygotowanie płytek
 - 8.2.1 Postanowienia ogólne
 - 8.2.2 *Bacillus subtilis*
 - 8.2.3 *Aspergillus niger*
 - 8.3 Inkubacja
- 9 Wyniki
- 10 Protokół badań