

Spis treści

stronica

Przedmowa	5
1 Zakres normy	6
2 Powołania normatywne	6
3 Zasada metody	6
4 Odczynniki	7
5 Aparatura	9
6 Przygotowywanie roztworów wzorcowych PCB i OCP	11
7 Pobieranie i zabezpieczanie próbek	12
7.1 Pobieranie próbek	12
7.2 Zabezpieczanie i wstępne przygotowanie próbek	12
8 Sposób postępowania	12
8.1 Próba ślepa	12
8.2 Ekstrakcja i zateżnianie	12
8.3 Oczyszczanie ekstraktu	13
8.4 Oddzielanie PCB i niepolarnych OCP od innych polarnych OCP w kolumnie chromatograficznej	14
8.5 Analiza metodą chromatografii gazowej	14
9 Protokół badań	18
10 Dokładność	18
Załącznik A (informacyjny) Tablica czasów retencji polichlorowanych bifenyli i pestycydów chloroorganicznych dla dwóch kolumn kapilarnych	19
Załącznik B (informacyjny) Schemat przygotowania roztworów wzorcowych łącznie z roztworami wzorców dozowania	20
Załącznik C (informacyjny) Wyniki badań międzylaboratoryjnych przeprowadzonych w Holandii	21
Załącznik D (informacyjny) Oczyszczanie w celu usunięcia siarki elementarnej oraz niektórych innych organicznych związków siarki	24
Bibliografia	26